



**MBC Healthcare Co., Ltd.**

Head office : 340 Moo.6, Sanphiseua, Mueang, Chiangmai 50300 Thailand

Bangkok office : 288 Sukhumvit 93 Rd., Bangchak, Phraknong, Bangkok 10260 Thailand

Healthcare since 1999

Tel. +6653-240-640 e-mail : info@mbd-healthcare.com (www.mbd-healthcare.com)



## ใบรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษา

เครื่อง : Automated External Defibrillator (AED) โรงพยาบาล : .....

ยี่ห้อ : ..... หน่วยงาน : .....

รุ่น : ..... ครุภัณฑ์ : .....

S/N : ..... วันที่ : .....

ตรวจสอบครั้งต่อไป : .....

| ลำดับ | QUALITATIVE TEST<br>ทดสอบคุณสมบัติ                        | Pass<br>ผ่าน | Fail<br>ไม่ผ่าน | None<br>ไม่มี | COMMENTS<br>ข้อเสนอแนะ |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 1     | ตรวจสอบสภาพการทำงานของตู้เก็บเครื่อง AED                  |              |                 |               |                        |
| 2     | ตรวจสอบสภาพภายนอกของเครื่อง AED                           |              |                 |               |                        |
| 3     | ตรวจสอบความสะอาดและสภาพของอุปกรณ์, ตัวถัง, ฝาครอบ         |              |                 |               |                        |
| 4     | ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์แสดงผล Monitor, Video สาสิต      |              |                 |               |                        |
| 5     | ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ (Battery Status)                    |              |                 |               |                        |
| 6     | ตรวจสอบ Paddles / Pads Expiration Date                    |              |                 |               |                        |
| 7     | ตรวจสอบการทำงานของปุ่มควบคุม สวิตช์ และ Keypad            |              |                 |               |                        |
| 8     | ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณเตือน (Alarm)                 |              |                 |               |                        |
| 9     | ตรวจสอบไฟสัญญาณเตือนสถานะเครื่อง (Status Indicator Light) |              |                 |               |                        |
| 10    | ทดสอบการทำงานในโหมด Adult Mode                            |              |                 |               |                        |
| 11    | ทดสอบการทำงานในโหมด Child Mode                            |              |                 |               |                        |
| 12    | ตรวจสอบระบบทดสอบโดยผู้ใช้ (Self Test)                     |              |                 |               |                        |

หมายเหตุ : .....

### STATUS/สรุปผลสถานะ

☐ Pass/ผ่าน

☐ Fail/ไม่ผ่าน

☐ Service/ต้องดำเนินการซ่อม

ผู้ปฏิบัติงาน .....

ผู้ตรวจสอบ .....

วันที่ .....

วันที่ .....

FM-MN-09 : Rev 00 : 01/07/2568

☒ สำนักงานเชียงใหม่ : 340 หมู่ 6 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-240-640-1, 081-980-0404

☐ สำนักงานกรุงเทพฯ : 288 ซอยพื้งมี 21 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 02-742-6759, 093-134-9988