

ใบรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษา

เครื่อง :Doppler..... โรงพยาบาล :

ยี่ห้อ : หน่วยงาน :

รุ่น : คุรุภัณฑ์ :

S/N : วันที่ :

ตรวจสอบครั้งต่อไป :

ลำดับ	QUALITATIVE TEST ทดสอบคุณสมบัติ	Pass ผ่าน	Fail ไม่ผ่าน	None ไม่มี	COMMENTS ข้อเสนอแนะ
1	ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัว เครื่อง,ตัว ถัง ,ฝาครอบ				
2	ตรวจสอบสภาพจุดต่อ,สายไฟ,ชุดชาร์จแบตเตอรี่				
3	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่				
4	ตรวจสอบสภาพปุ่มควบคุม,สวิทช์,Keypad				
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์แสดงผล,จอภาพ,มอนิเตอร์				
6	ตรวจสอบสภาพเครื่องพิมพ์ (External Printer / Thermal Printer)				
7	ตรวจสอบสภาพระบบแจ้งเตือน(Alarm)				
8	ตรวจสอบสภาพไฟสัญญาณเตือนสถานะ				
9	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ประกอบต่างๆ				
10	ตรวจสอบการทำงาน Probe MHz				
11	ตรวจสอบการทำงาน Probe MHz				
12	ตรวจสอบการทำงาน Heater base				
13	ตรวจสอบระบบทดสอบโดยผู้ใช้ (Self Test)				

หมายเหตุ :

STATUS/สรุปผลสถานะ
☐ Pass/ผ่าน

☐ Fail/ไม่ผ่าน

☐ Service/ต้องดำเนินการซ่อม

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่.....

วันที่.....