



MBD Healthcare Co., Ltd.

Head office : 340 Moo.6, Sanphisuea, Mueang, Chiangmai 50300 Thailand

Bangkok office : 288 Sukhumvit 93 Rd., Bangchak, Phraknong, Bangkok 10260 Thailand

Healthcare since 1999

Tel. +6653-240-640 e-mail : info@mbd-healthcare.com (www.mbd-healthcare.com)



ใบรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษา

เครื่อง :INFANT INCUBATOR โรงพยาบาล :

ยี่ห้อ : หน่วยงาน :

รุ่น : ครุภัณฑ์ :

S/N : วันที่ :

ตรวจสอบครั้งต่อไป :

ลำดับ	QUALITATIVE TEST ทดสอบคุณสมบัติ	Pass ผ่าน	Fail ไม่ผ่าน	None ไม่มี	COMMENTS ข้อเสนอแนะ
1	ตรวจสอบสภาพสายไฟและสวิตช์ต่าง ๆ				
2	ตรวจสอบสื่อบริการและระบบเบรก				
3	ตรวจสอบช่องเก็บ หรือ ที่วางอุปกรณ์				
4	ตรวจสอบสภาพเครื่องภายนอก				
5	ทดสอบระบบปรับความลาดเอียงของเตียง				
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์แสดงผล, จอภาพ, มอนิเตอร์				
7	ตรวจสอบสภาพปุ่มควบคุม, สวิตช์, Keypad				
8	ตรวจสอบสภาพระบบแจ้งเตือน(Alarm)				
9	ตรวจสอบการทำงานของความชื้น				
10	ตรวจสอบระบบการทำงานของ Heater				
11	ตรวจสอบอุณหภูมิ SET 35°				
12	ตรวจสอบอุณหภูมิ SET 37°				
13	ตรวจสอบระบบ Air Mode				
14	ตรวจสอบระบบ Baby Mode				
15	ตรวจสอบ Skin Temp Probe				
16	ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนัก				
17	ตรวจสอบฟิลเตอร์				
18	ตรวจสอบการปรับระดับสูงต่ำ				

หมายเหตุ :

STATUS/สรุปผลสถานะ

☐ Pass/ผ่าน

☐ Fail/ไม่ผ่าน

☐ Service/ต้องดำเนินการซ่อม

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

วันที่

FM-MN-09 : Rev 00 : 01/07/2568

☒ สำนักงานเชียงใหม่ : 340 หมู่ 6 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-240-640-1, 081-980-0404

☐ สำนักงานกรุงเทพฯ : 288 ซอยพื้งมี 21 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 02-742-6759, 093-134-9988