



MBD Healthcare Co., Ltd.

Head office : 340 Moo.6, Sanphisuea, Mueang, Chiangmai 50300 Thailand

Bangkok office : 288 Sukhumvit 93 Rd., Bangchak, Phrakong, Bangkok 10260 Thailand

Healthcare since 1999

Tel. +6653-240-640 e-mail : info@mbd-healthcare.com (www.mbd-healthcare.com)



ใบรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษา

เครื่อง :Infusion Pump..... โรงพยาบาล :

ยี่ห้อ :หน่วยงาน :

รุ่น :ครุภัณฑ์ :

S/N :วันที่ :

ตรวจสอบครั้งต่อไป :

ลำดับ	QUALITATIVE TEST ทดสอบคุณสมบัติ	Pass ผ่าน	Fail ไม่ผ่าน	None ไม่มี	COMMENTS ข้อเสนอแนะ
1	ตรวจสอบสภาพของตัวเครื่อง, ตัวถัง, ฝาครอบ				
2	ตรวจสอบสภาพประตู, ระบบล็อก, ข้อต่อ				
3	ตรวจสอบสภาพปลั๊กไฟ, สายไฟ, จุดต่อสายไฟ				
4	ตรวจสอบสภาพปุ่มควบคุม, สวิตช์, Keypad				
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์แสดงผล, จอภาพ, มอนิเตอร์				
6	ตรวจสอบสภาพ Drop Sensor				
7	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่				
8	ทดสอบการทำงาน Air Sensor				
9	ทดสอบการทำงาน Occlusion Sensor				
10	ทดสอบการทำงาน Safety Clamp				
11	ตรวจสอบสภาพสัญญาณเสียง				
12	ทดสอบระบบแจ้งเตือน (Alarm)				
13	ตรวจสอบสภาพป้ายกำกับเครื่อง				
14	ตรวจสอบระบบทดสอบโดยผู้ใช้(Self Test)				

หมายเหตุ :

STATUS/สรุปผลสถานะ

☐ Pass/ผ่าน

☐ Fail/ไม่ผ่าน

☐ Service/ต้องดำเนินการซ่อม

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

วันที่

FM-MN-09 : Rev 00 : 01/07/2568