



MBD Healthcare Co., Ltd.

Head office : 340 Moo.6, Sanphisuea, Mueang, Chiangmai 50300 Thailand

Bangkok office : 288 Sukhumvit 93 Rd., Bangchak, Phraknong, Bangkok 10260 Thailand

Healthcare since 1999

Tel. +6653-240-640 e-mail : info@mbd-healthcare.com (www.mbd-healthcare.com)



ใบรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษา

เครื่อง :WARMER..... โรงพยาบาล :

ยี่ห้อ :หน่วยงาน :

รุ่น :ครุภัณฑ์ :

S/N :วันที่ :

ตรวจสอบครั้งต่อไป :

ลำดับ	QUALITATIVE TEST ทดสอบคุณสมบัติ	Pass ผ่าน	Fail ไม่ผ่าน	None ไม่มี	COMMENTS ข้อเสนอแนะ
1	ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวเครื่อง,ตัว ถัง ,ฝาครอบ				
2	ตรวจสอบสภาพปลั๊กไฟ,สายไฟ,จุดต่อสายไฟ				
3	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ตัดต่อไฟ,ฟิวส์				
4	ตรวจสอบสภาพปุ่ม ควบคุม ,สวิทช์, Keypad,Touchscreen				
5	ตรวจสอบสภาพชุดชาร์จ ,แบตเตอรี่				
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์แสดงผล,จอภาพ,มอนิเตอร์				
7	ตรวจสอบสภาพระบบแจ้งเตือน(Alarm)				
8	ตรวจสอบสภาพสัญญาณเสียง				
9	ตรวจสอบสภาพ HEATER				
10	ตรวจสอบสภาพไฟตัดการ				
11	ตรวจสอบการปรับ Axis				
12	ตรวจสอบการทำงานของ Timer				
13	ตรวจสอบการทำงานของ Prewarm mode				
14	ตรวจสอบการทำงานของ Manual mode				
15	ตรวจสอบการทำงานของ Baby mode				
16	ตรวจสอบสภาพสาย Skin Temp				
17	ตรวจสอบเครื่องช่วยเหลือชีวิตเด็กแรกคลอด				
18	ตรวจสอบระบบทดสอบโดยผู้ใช้(Self Test)				

หมายเหตุ :

STATUS/สรุปผลสถานะ

☐

Pass/ผ่าน

☐

Fail/ไม่ผ่าน

☐

Service/ต้องดำเนินการซ่อม

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

วันที่.....

FM-MN-09 : Rev 00 : 01/07/2568

☒ สำนักงานเชียงใหม่ : 340 หมู่ 6 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-240-640-1, 081-980-0404

☐ สำนักงานกรุงเทพฯ : 288 ซอยพื้งมี 21 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 02-742-6759, 093-134-9988